

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## REDUTOR PRÉ-REGULADO ALPINOX PRECI

### MODELO

ALPINOX PRECI

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n.º745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 10524-1

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Ceodeux SA - Meditec
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIb
- **REF. FABRICANTE:** M730XXXXX

### DESCRIÇÃO

É um dispositivo médico. Redutor de alta pressão de redução fixa. Encontra-se disponível para administração de oxigénio e ar medicinal. Versões para ligação a tomada tipo AFNOR e DIN.

Aprovado para instalação em hospitais e para cuidados domiciliários.

### CONFIGURAÇÃO

Pressão de alimentação: 200 bar máximo

Pressão de saída: 4 a 5 bar

Temperatura de utilização: - 20 °C a +60°C

Temperatura de armazenamento: -40°C to +65°C

Design livre de alumínio e aço inoxidável (EPDM O-ring)

Tecnologia comprovada utilizada em VIPRS medicinal com

10 anos de vida útil e sem manutenção preventiva

Compatível com a ressonância magnética



## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO VÁLVULA	TIPO TOMADA
207772	ALPINOX PRECI O2 NF QC NF	O2	F	AFNOR
207774	ALPINOX PRECI O2 NF QC DIN	O2	F	DIN
207773	ALPINOX PRECI AR NF QC NF	AR	D	AFNOR

## ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UND. VENDA	REFª FT
16532	KIT DE SAÍDA N°2	1	FT Aces HBS
84850	OLIVA SAÍDA 9/16" METAL 230152 (x10)	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	10	FT034A - PT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	10	FT034A - PT
168348	JUNTA TORICA R5 SILICONE ROSE (x10)	10	FT034A - PT