

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## DEBITÓMETRO DE ESFERA RTM3

### MODELO

RTM3

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n.º745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 15002

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** TECHNOLOGIE MEDICALE
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** 14XXX

### DESCRIÇÃO

O RTM3 é dispositivo médico, utilizado para regular e medir o fluxo de um gás a ser administrado ao paciente através da via aérea. O dispositivo liga-se a uma tomada ou rail.

Escala expandida no debitómetro RTM3 de 15 l/min e 05 l/min para maior precisão de leitura a baixos caudais. O filtro na entrada protege o dispositivo de possíveis impurezas no sistema e assegura a proteção do paciente.

Disponível em versões simples, duplas e DUO.





### CONFIGURAÇÃO

Pressão de alimentação: 4,5 bar +/- 0,5 bar (O<sub>2</sub> e AR)  
Corpo em latão niquelado, muito forte.

#### Gás e taxas de fluxo disponíveis:

OXIGÉNIO - AR MEDICINAL: 15l/min, 30l/min

**Peso (para norma AFNOR):** 320 g.

**Dimensões (para norma AFNOR):** altura 145 mm x largura 35 mm x profundidade 100 mm.

## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	CAUDAL	TIPO TOMADA	TIPO SAÍDA	RACCORD
168556	DEBITÓMETRO RTM3 DUO 15 l/min O2 12X125 NF **	O2	15 l/min	AFNOR	12x125	Na tomada
118906	DEBITÓMETRO RTM3 30 l/min O2 9/16 NF	O2	30 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada
168546	DEBITÓMETRO RTM3 15 l/min O2 12X125 NF	O2	15 l/min	AFNOR	12x125	Na tomada

(\*\*) Com selector de fluxo - Saída para nebulizador e oxigenoterapia

## ACESSÓRIOS

168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	-	9X16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	-	1	FT034A - PT
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	-	1	FT034A - PT
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	-	12x125	1	FT019A - PT
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	-	9x16	1	FT019A - PT
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	-	12x125	1	FT019A - PT
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	-	12x125	1	FT019A - PT