

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

DEBITÓMETRO DE ESFERA GC 702

MODELO

GC 702

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n.º745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 10524-1
- Em conformidade com a norma EN ISO 15002

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** GASINOX
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** GC70XX/XXXXX XX

DESCRIÇÃO

É um dispositivo médico. Medidor de caudal com coluna de baixa pressão, adequado para fornecimento de gás ajustável de 0-15 l/min. Uso médico. O dispositivo é equipado com saída com ligação para copo humidificador. Encontra-se disponível em versões simples e duplo.

CONFIGURAÇÃO

Pressão de alimentação: 4,5 bar
Pressão Máxima de Entrada: 5 bar
Temperatura de Armazenamento: 0°C +60°C
Temperatura de Utilização: 0°C +40°C
Material Peças Metálicas: Latão
Material Peças de Plástico: MAKROLON-ABS
Caudal Standard: 0-15 l/min
Conexão de Entrada: AFNOR e CM
Conexão de Saída: 9x16
Gás: O₂ e Ar

DIMENSÕES (LxAxP): 30x145x100 mm

PESO: 330 g



GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	CAUDAL	TIPO TOMADA	TIPO SAÍDA	RACCORD
198677	DEBITÓMETRO 15 L O2 NF - GASINOX	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada
198680	DEBITÓMETRO 15 L O2 duplo NF - GASINOX (DUPLO)	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada
198678	DEBITÓMETRO 15 L O2 CM - GASINOX	O2	15 l/min	CM	9x16	Na tomada
198681	DEBITÓMETRO 15 L O2 duplo CM - GASINOX (DUPLO)	O2	15 l/min	CM	9x16	Na tomada
198703	DEBITÓMETRO 15 L AIRE NF - GASINOX	AR	15 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada
198706	DEBITÓMETRO 15 L AIRE duplo NF - GASINOX (DUPLO)	AR	15 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada
198704	DEBITÓMETRO 15 L AIRE CM - GASINOX	AR	15 l/min	CM	9x16	Na tomada
198707	DEBITÓMETRO 15 L AIRE duplo CM - GASINOX (DUPLO)	AR	15 l/min	CM	9x16	Na tomada

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA	REFº FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - PT
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9x16	1	FT034A - PT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - PT
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - PT