

DEBITÓMETRO DE ESFERA JUST FLOW

MODELO

JUST FLOW

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n.º745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 15002

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** ITC
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** 11FLXXXXX

DESCRIÇÃO

Os debitómetros de esfera JUST FLOW F são dispositivos médicos que permitem regular o fluxo dos gases medicinais fornecidos (oxigénio e ar medicinal). Para facilitar a sua leitura, possuem uma escala orientável de 360°, com escalas de 0 a 4, 6 ou 15 l/min.

Podem ser fornecidas individualmente ou numa versão duo e dupla, e possuem uma saída inferior para um humidificador (não incluído). Existem ainda versões com selector de fluxo, com saída para nebulizador e oxigenoterapia.

CONFIGURAÇÃO

O dispositivo não deve estar sujeito a temperaturas ou pressões extremas. Se possível, manter na embalagem.

- Conector de saída: DISS oxigênio e rosca para saída mangueira.
- Pressão de alimentação: $4,5 \pm 0,5$ bar ($\pm 1,5$ bar com pressão estabilizada).
- Modelos disponíveis: 0-4 l/min (max <8 l/min), 0-8 l/min (max <10 l/min) e 0-15 l/min (max <25 l/min).
- Precisão: $10 \pm 5\%$ com pressão estabilizada.

DIMENSÕES (Modelo Simples): $\varnothing 31 \times 140$ mm

PESO (Modelo Simples): 130 g



GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	CAUDAL	TIPO TOMADA	TIPO SAÍDA	RACCORD
198507	DEBITÓMETRO 15 L O2 NF - ITC	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada
198553	DEBITÓMETRO 15 L O2 DUO NF - ITC **	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada
198510	DEBITÓMETRO 15 L O2 duplo NF - ITC (DUPLO)	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada
198556	DEBITÓMETRO 15 L AR NF - ITC	AR	15 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada

(**) Com selector de fluxo - Saída para nebulizador e oxigenoterapia

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA	REFº FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - PT
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9x16	1	FT034A - PT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - PT