

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## DEBITÓMETRO DE ESFERA HF

### MODELO

HF

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n.º745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 15002

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Behringer S.r.l.
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** HF0XX

### DESCRIÇÃO

O debitómetro de esfera HF é um dispositivo médico utilizado para dosar gases medicinais, tais como ar ou oxigénio. É um dispositivo de baixa pressão com válvula de agulha para a regulação do fluxo expresso em l/min, visível na coluna graduada rotativa. O botão de ajuste no dispositivo pode ser utilizado para regular o fluxo de 0 l/min a 15 l/min.

### CONFIGURAÇÃO

Opera a uma pressão de 4,5 bar g • 0,5 bar g, com uma indicação de caudal de: 0 a 15 l/min, com uma precisão de 10% do valor indicado e, de qualquer forma, não superior a 0,5 l/min.

Caudal máximo com válvula totalmente aberta não superior a 22,5 l/min (máx. 150% da escala total)

- Corpo em alumínio niquelado quimicamente.
- Flutuador em aço inoxidável AISI 316 N.
- Uma saída roscada G 1/4" M R.
- Botão de ajuste em latão com unidade de terminal em NYLON 6.6.
- Coluna de medição interna rotativa graduada e externa em policarbonato MAKROLON 2458.

## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	CAUDAL	TIPO TOMADA	TIPO SAÍDA	RACCORD
198791	DEBITÓMETRO 15 l/min O2 12x125 NF	O2	15 l/min	AFNOR	12x125	Na tomada
198731	DEBITÓMETRO duplo O2 9/16 NF +LOCK SYSTEM (DUPLO)	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada
198822	DEBITÓMETRO 15 l/min AR 12x125 NF	Ar	15 l/min	AFNOR	12x125	Na tomada

## ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA	REFª FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - PT
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9x16	1	FT034A - PT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - PT
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - PT
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - PT
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9x16	1	FT018A - PT
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - PT
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9x16	1	FT019A - PT
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - PT
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - PT