

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

DEBITÓMETRO PRÉ-REGULADO SELECTAFLO

MODELO

SELECTAFLO

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n.º745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 10524-4



REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Air Liquide Medical Systems
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** CMOXXXXX

DESCRIÇÃO

O SELECTAFLO é um dispositivo médico, debitómetro com selector de fluxo para oxigénio (O₂) e ar medicinal destinado para utilização em ambiente hospitalar e em urgências. Fornece um fluxo de gás controlado a partir de uma fonte de pressão de 3,6 a 6 bar.

Intuitivo e claro

- Manuseamento natural mesmo com luvas
- Leitura à distância do gás e dos débitos escolhidos

Suave

- Acabamento arredondado e ergonómico
- Olive perfilada e segura

Robusto

- Resistente aos choques
- Revestimento com tratamento anti-UV

Manutenção simplificada

- Inexistência de manutenção preventiva



CONFIGURAÇÃO



Pressão de alimentação: 1,2 a 6 bar
 Fluxo: 0 a 3 L/min, 0 a 7 L/min ou 0 a 15 L/min
 Fluxos reguláveis em L/min:
 - AP preto: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 12 / 15
 - AP azul: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 7
 - AP verde: 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3
 Precisão:
 ± 30 % fluxo ≤ 1,5 L/min
 ± 20 % fluxo > 1,5 L/min
 Temperatura de conservação: : -20°C a +60°C.
 Temperatura de utilização: 0°C a +40°C.

DIMENSÕES: 115 (L) x 56 (Ø) mm (com ligação de entrada NF)

PESO: 295 g (com ligação de entrada NF)

MASSA MAGNÉTICA: 4,1 g

GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	CAUDAL	TIPO TOMADA	TIPO SAÍDA	RACCORD
195427	SELECTAFLO O2 0-7L NF 12X125	O2	7 l/min	AFNOR	12x125	Na tomada
195428	SELECTAFLO O2 0-15L NF 12X125	O2	15 l/min	AFNOR	12x125	Na tomada
149881	SELECTAFLO AR 7L NF 12X125	AR	7 l/min	AFNOR	12x125	Na tomada
195430	SELECTAFLO AR 0-15L NF 12X125	AR	15 l/min	AFNOR	12x125	Na tomada

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA	REF ^o FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - PT
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9x16	1	FT034A - PT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - PT
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - PT
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - PT
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9x16	1	FT018A - PT
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - PT
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9x16	1	FT019A - PT
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - PT
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - PT