

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

DEBITÓMETRO PRÉ-REGULADO JUST FLOW

MODELO

JUST FLOW



NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 15002

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** ITC
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** 11CLXXXXXX

DESCRIÇÃO

Os debitómetros JUST FLOW são dispositivos médicos de medição instantânea de fluxo de alta qualidade, com orifícios calibrados para regular a dosagem de oxigénio e ar em aplicações médicas.

Podem ser fornecidos individualmente ou numa versão dupla, e são montados com um conector, que é diretamente ligado a uma tomada.

CONFIGURAÇÃO

O dispositivo não deve estar sujeito a temperaturas ou pressões extremas.

Conector de saída: DISS oxigénio e rosca para saída mangueira

Pressão de alimentação: $4,5 \pm 0,5$ bar ($\pm 1,5$ bar com pressão estabilizada)

Caudais Disponíveis:

- 50L/min (0-3-6-10-15-20-25-30-35-40-45-50)

- 70L/min (0-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70)

DIMENSÕES: 0,40 X 56 mm

- Modelo com saída dupla: 0,40 X 76mm

PESO: 85g

- Modelo com saída dupla: 140g



GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | GÁS | CAUDAL | TIPO TOMADA | TIPO SAÍDA | RACCORD |
|--------|--|-----|----------|-------------|------------|-----------|
| 202532 | DEBITÓMETRO C/ SELECTOR FLUXO 0-50 l/min O2 NF JUST FLOW C DIAL ** | O2 | 50 l/min | AFNOR | 9x16 | Na tomada |
| 203992 | DEBITÓMETRO C/ SELECTOR FLUXO 0-70 l/min O2 NF JUST FLOW C DIAL ** | O2 | 70 l/min | AFNOR | 9x16 | Na tomada |

(**) Com selector de fluxo - Saída para nebulizador e oxigenoterapia

ACESSÓRIOS

| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | GÁS | TIPO SAÍDA | UND. VENDA | REFª FT |
|--------|---|-----|------------|------------|-------------|
| 109701 | SELECTOR 2 VIAS 12X125 | O2 | 12x125 | 1 | FT034A - PT |
| 110703 | SELECTOR 2 VIAS 9/16 | O2 | 9x16 | 1 | FT034A - PT |
| 168302 | OLIVA SAÍDA 12x125 (x10) | - | 12x125 | 10 | FT034A - PT |
| 168301 | OLIVA SAÍDA 9/16 (x10) | - | 9X16 | 10 | FT034A - PT |
| 35342 | RACOR F12/125 A M9/16 KY383800 | - | - | 1 | FT034A - PT |
| 168234 | RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10) | - | - | 10 | FT034A - PT |
| 198724 | RACOR M12X125 A 9/16 | - | - | 1 | FT034A - PT |
| 198725 | RACOR 9/16 A M12X125 | - | - | 1 | FT034A - PT |
| 11831 | HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125 | O2 | 12x125 | 1 | FT018A - PT |
| 35294 | HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16 | O2 | 9x16 | 1 | FT018A - PT |
| 157825 | HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F | O2 | 12x125 | 1 | FT019A - PT |
| 110716 | HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16 | O2 | 9x16 | 1 | FT019A - PT |
| 71621 | HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125 | O2 | 12x125 | 1 | FT019A - PT |
| 157826 | HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125 | O2 | 12x125 | 1 | FT019A - PT |