

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

DEBITÓMETRO PRÉ-REGULADO MEDIFLOW

MODELO

MEDIFLOW

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n°745/2021
- Em conformidade com a norma EN ISO 15002
- Em conformidade com a norma EN 1789

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** GCE
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** 072XXXX



DESCRIÇÃO

Debitómetro de furos calibrados. Dispositivo médico inovador de ajuste de fluxo autocentrante com fluxo contínuo entre configurações. Permite obter até 50 lpm para o fornecimento de máquinas (não para utilização directa ao paciente). Com saída giratória de 360° - permite uma melhor orientação do tubo (evitando torções).

O fluxo é ajustado através de um botão de controlo facilmente acessível montado na frente. A nova tecnologia de controlo de fluxo apresenta uma função de regulação de fluxo melhorada e garante um fluxo contínuo para o paciente, mesmo no caso improvável de o botão de controlo ser colocado entre duas regulações de fluxo.

CONFIGURAÇÃO



Gás: O₂ e AR

Pressão de Entrada: 4-5 bar

Caudal: 50 L/min

Material do corpo: latão niquelado

Botão de controlo: poliamida

O-rings: EPDM

Temperatura de Armazenamento: - 30 °C a + 60 °C

Temperatura de Funcionamento: - 20 °C a + 60 °C

DIMENSÕES: 32mm x 160 mm x 60 mm

PESO: 280g (sem conector)

GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	CAUDAL	TIPO TOMADA	TIPO SAÍDA	RACCORD
202112	DEBITÓMETRO MEDIFLOW 0-50 l/min O2 NF	O2	50 l/min	AFNOR	9x16	Na tomada

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA	REF ^a FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - PT
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9x16	1	FT034A - PT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	9x16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - PT
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - PT
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - PT
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9x16	1	FT018A - PT
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - PT
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9x16	1	FT019A - PT
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - PT
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - PT