

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## HUMIDIFICADOR REUTILIZÁVEL VAS001

### MODELO

VAS001

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 9170-1

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** GASINOX
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** VAS001

### DESCRIÇÃO

O humidificador VAS001 é um dispositivo médico que permite aumentar a humidade relativa do oxigénio fornecido ao paciente. O dispositivo pode ser conectado a uma unidade de parede, medidor de fluxo ou regulador.

### CONFIGURAÇÃO

Gás: Oxigénio  
Capacidade: 250cc  
Intervalo recomendado de utilização: 3-5 bar  
Pressão máxima de utilização: 5 bar  
Fluxo máxima de utilização: 20 l/min  
Ligação de entrada: 9/16  
Ligação de saída: 6 mm  
Reutilizável e autoclavável às 130°C

Temperatura de conservação: -20°C a +60°C.  
Temperatura de utilização: 0°C a +40°C.

**DIMENSÕES:** 177 x 86 x 64 mm

**PESO:** 170 g.



## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA
198726	HUMIDIFICADOR VAS001 9/16	O2	9/16	1

## ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA	REFª FT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - PT
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - PT