

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

ASPIRADOR PORTÁTIL VACUAIDE QSU

MODELO

VACUAIDE QSU

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n.º745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 10079-1



REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Devilbiss Healthcare
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe II
- **REF. FABRICANTE:** Várias

DESCRIÇÃO

Aspirador de secreções, dispositivo médico, alimentado por bateria ou corrente elétrica que permite realizar aspirações terapêuticas em casos de urgência ou quando não existe a possibilidade de aceder a uma tomada de vácuo medicinal.

Ergonomia

- Baixo nível de ruído.
- Fácil de utilizar.
- Fácil de limpar.
- Bolsa de transporte.
- Cumpre a norma ISO para a aspiração de emergência.

Autonomia

- Fonte de alimentação 100 - 240 V e adaptador para carro de 12 V DC.
- Bateria com 60 minutos de autonomia.

Fácil de transportar

- Funciona sem necessidade de retirar da bolsa de transporte, facilitando a sua utilização em qualquer momento.
- A bolsa de transporte dispõe de bolsos para guardar os acessórios.





CONFIGURAÇÃO

Som: 55 dBA
 Rqmts Electrónicos: 100 - 240 ~ 50/60Hz 1.2 A max 12VDC
 33W
 Intervalo de Vácuo: 50 -500 mm Hg +/- 10%
 Fluido de Ar: 27 L/ pm
 Recipiente: 800ml descartável
 Bateria: 90 dias

DIMENSÕES: 21.1 x 20.3 x 21.6 cm

PESO: 3kg

GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ASPIRAÇÃO MÁX	DÉBITO
174502	VACUAIDE QSU 800 ML	550 mbar	27 l/min
174503	VACUAIDE QSU 1200 ML	550 mbar	27 l/min
180734	RECIPEINTE COLETA 800ML (PACK 48)	-	-