

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## ACESSÓRIOS ASPIRAÇÃO EASYVAL

### MODELO

EASYVAL

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe I
- **REF. FABRICANTE:** Várias

### DESCRIÇÃO

Os recipientes de segurança da série EASYSAFE® são dispositivos médicos feitos de polissulfone, podem ser esterilizados em autoclave (134°C 18 min), equipado com uma válvula de transbordo de flutuador e uma caixa para um filtro anti-bacteriano (50 mm de diâmetro), filtro (50 mm de diâmetro, 0,4 mm de espessura, 99,999% de capacidade de filtração) para uma protecção completa contra a contaminação.

O recipiente tem uma capacidade deliberadamente pequena (aproximadamente 50 ml) para que mesmo uma pequena quantidade de fluido possa activar imediatamente a válvula flutuante para parar a sucção. A ligação de alimentação rápida por meio de um anel de pressão facilita a instalação e remoção dos reguladores de vácuo da série EASYVAC®.

Caudal máximo: 60 L/min (+/- 10)

Dimensões (HxWxD): 75x90x70 mm

Peso: 0,08 kg

Todos os componentes são livres de C.V.P. e látex natural.



1



2



## GAMA DE PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UND. VENDA	LEGENDA
132454	FRASCO SEGURANÇA EASYSAFE PARA REG EASYVAC	1	1
69505	FILTRO EASYSAFE	100	2