

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n.º745/2017



1

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Vários
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa (Selector de fluxo 2 vias)
- **REF. FABRICANTE:** Várias

DESCRIÇÃO

Selector fluxo 2 vias: É um dispositivo médico, utilizado juntamente com um debitómetro e permite enviar o gás disponibilizado para um humidificador ou para uma oliva portatubos ao qual é possível ligar um sistema para aerossolterapia.



2



3



4



5

GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UND. VENDA	LEGENDA
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	1	1
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	1	1
84850	OLIVA SAÍDA 9/16" METAL (x10)	10	2
168404	OLIVA SAÍDA 12/125 METAL (x10)	10	2
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	10	2
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	10	2
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	1	3
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	10	4
198724	RACOR M12X125 A 9/16	1	3
198725	RACOR 9/16 A M12X125	1	3
110586	RACOR O2 EASYCLIC SEM ANILHA REPOSIÇÃO	1	
110585	RACOR AR EASYCLIC SEM ANILHA REPOSIÇÃO	1	
168348	JUNTA TORICA R5 SILICONE ROSE (x10)	10	5
37302	JUNTA TORICA R6 CAL/SILICONA ROSE YJ04080 (x10 und)	10	
36998	JUNTA TORICA SILICONA R5BIS (6,35X1,78) (x10 und)	10	