

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017
- EN ISO 5359

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Vários
- **REF. FABRICANTE:** Várias

### DESCRIÇÃO

Destinada a ser utilizada com os seguintes gases medicinais: O<sub>2</sub>, Ar, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Vácuo e Exaustão de Gás Anestésico. Estas mangueiras são flexíveis e feitas de PVC (excepto silicone) pode ser utilizado na gama de pressão entre 300 kPa e 1400 kPa para gases medicinais comprimidos e entre 10 kPa e 100 kPa (pressão absoluta) para Vácuo e Exaustão.

Estão disponíveis tanto pré-montados com tomadas e/ou embutidores e em rolos de 25/50 metros.

### MATERIAIS E DIMENSÕES

EPDM Tubos de malha para gases medicinais: Ø 12,3x6,3 mm

Mangueira de EPDM blindada para vácuo: Ø 13,5x6,3 mm

Mangueira de silicone para aspiração: várias medidas



1



2

## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO  | GÁS | TIPO TOMADA | LIGAÇÃO MANGUEIRA | TIPO  | FABRICANTE       | LEGENDA |
|--------|---|-----|-------------|-------------------|-------|------------------|---------|
| 198721 | MANGUEIRA EN-ISO 5359 - O2                                | O2  | -           | -                 | -     | Gasinox          | 1       |
| 168387 | MANGUEIRA ANTISTATICA 5x11,5MM - O2                       | O2  | -           | -                 | -     | Flow Meter       | 1       |
| 198722 | MANGUEIRA EN-ISO 5359 - AR                                | AR  | -           | -                 | -     | Gasinox          | 1       |
| 198723 | MANGUEIRA EN-ISO 5359 - VC                                | VC  | -           | -                 | -     | Gasinox          | 1       |
| 168339 | TUBO CRISTAL FLEXÍVEL P/ OXIGENOTERAPIA - USO ÚNICO 3X5MM | O2  | -           | -                 | -     | ALMS             | -       |
| 168192 | TUBO SILICONE P/ OXIGENOTERAPIA 6X12 MM                   | O2  | -           | -                 | -     | J H CONSEIL SARL | -       |
| 195168 | TUBO SILICONE PARA ASPIRAÇÃO 8X12 MM                      | VC  | -           | -                 | -     | MARTIN VECINO    | -       |
| 168399 | TUBO SILICONE PARA ASPIRAÇÃO 6x12 MM                      | VC  | -           | -                 | -     | Flow Meter       | -       |
| 168191 | TUBO DE SILICONE 8X14 - VC                                | VC  | -           | -                 | -     | J H CONSEIL SARL | -       |
| 168335 | TUBO CRISTAL P/ ASPIRAÇÃO NAO AUTOCLAVÁVEL 6X12           | VC  | -           | -                 | -     | ALMS             | -       |
| 206137 | LOW PRESSURE FLEXIBLE HOSE O2 1,5M AFNOR                  | O2  | AFNOR       | COMPRIMENTO: 1,5M | Curvo | Cahouet          | -       |
| 206138 | LOW PRESSURE FLEXIBLE HOSE O2 3M AFNOR                    | O2  | AFNOR       | COMPRIMENTO: 2,5M | Curvo | Cahouet          | -       |
| 115436 | CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 2,5M - AFNOR - AR                | AR  | AFNOR       | COMPRIMENTO: 2,5M | Curvo | Flow Meter       | 2       |
| 196049 | CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 4,5M - AFNOR - AR                | AR  | AFNOR       | COMPRIMENTO: 4,5M | Curvo | Flow Meter       | 2       |