


FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipamentos

TUBO DE COBRE TONOLI



NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Directiva 93/42/CEE
- EN 13348

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** TONOLI
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa

DESCRIÇÃO

Tubos de cobre para sistemas de canalização de gases medicinais, misturas de gases medicinais, ar, vácuo e sistemas de exaustão de gases anestésicos.

GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADE DE VENDA (MULTIPLoS DE)	FABRICANTE
135576	Tubo de cobre 8 x 10 mm	5 METROS	TONOLI
135577	Tubo de cobre 10 x 12 mm	5 METROS	TONOLI
135578	Tubo de cobre 13 x 15 mm	5 METROS	TONOLI
135579	Tubo de cobre 16 x 18 mm	5 METROS	TONOLI
135580	Tubo de cobre 20 x 22 mm	5 METROS	TONOLI
135581	Tubo de cobre 25 x 28 mm	5 METROS	TONOLI
135582	Tubo de cobre 32 x 35 mm	5 METROS	TONOLI
135583	Tubo de cobre 39 x 42 mm	5 METROS	TONOLI
135584	Tubo de cobre 51 x 54 mm	5 METROS	TONOLI
185562	Tubo de cobre em Rolo 10mm	50 METROS	TONOLI
185563	Tubo de cobre em Rolo 12mm	50 METROS	TONOLI
185564	Tubo de cobre em Rolo 15mm	50 METROS	TONOLI