

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipamentos

REDUTORES DE LINHA DCN300 AG 50-18-400

MODELO

REDUTORES DE LINHA



REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** CAHOUE

DESCRIÇÃO

Os redutores de linha DCn300 são utilizados como segunda redução para redes de abastecimento.

Concebidos para utilização em gases medicinais, são fabricados em latão niquelado. São fornecidos com um manómetro de saída e sem acessórios.

CONFIGURAÇÃO

Comprimento (L) : 67 mm
Altura (H) : 134 mm
Profundidade (D) : 102 mm
Ø1 : 50 mm
Peso líquido : 1,2 kg

Pressão de entrada máxima a 15°C : 50 bar
Pressão de saída : 1 a 18 bar
Fluxo nominal de azoto : 400 Nm³/h*
Filtro de entrada : 100 microns

Ligação de entrada : 1 porta de entrada G 1/2" fêmea
Ligação de saída : 1 porta de saída G 1/2" fêmea



GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	FORNECIMENTO	FABRICANTE
153721	RED DCn300 AG 50-18-400	UNI	CAHOUE

Aconselha-se a leitura cuidadosa da rotulagem e instruções de utilização e outros elementos de segurança do equipamento antes da sua utilização.

Fabricante: Air Liquide Medical Systems S.A. Parc de Haute Technologie, 6 rue Georges Besse, 92182, Antony Cedex – France