

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipamentos

CALHAS TÉCNICAS TLV SILEA



MODELO

Silea

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485
- DIRETIVA 93/42/EEC
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIb



DESCRIÇÃO

A calha SILEA oferece muitas opções possíveis para a integração de equipamento eléctrico e de fluidos medicinais.

Design & Ergonomia


O equipamento e acessórios da SILEA estão ao alcance dos utilizadores. As suas superfícies lisas e formas suaves tornam-no fácil de limpar e desinfetar.

Tampas dos gases medicinais

Estes painéis de fácil limpeza proporcionam protecção. São fixados com segurança à tampa, para facilitar instalação e manutenção.


GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	INSTALAÇÃO
113100	Silea	INTERNAMENTO



CONFIGURAÇÃO

Silea



- 1 Compartimento de correntes fracas
- 2 Compartimento de correntes fortes
- 3 Compartimento de gases medicinais

Aconselha-se a leitura cuidadosa da rotulagem e instruções de utilização e outros elementos de segurança do equipamento antes da sua utilização.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France

Ref: Catálogo Silea TLV 15/03/2017 e Folheto de instruções 3BE009 REV23, 03/2022

pág. 2/2

FTIE033A
PT