

# FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipamentos

## CALHAS TÉCNICAS TLV MULTICARE EVOLUTION

### MODELO

Multicare Evolution

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485
- DIRETIVA 93/42/EEC
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIb

### DESCRIÇÃO

A coluna suspensa **MULTICARE EVOLUTION** é ideal para a distribuição de gases medicinais e fornecimentos de correntes fracas e correntes fortes em salas de recuperação, unidades de cuidados intensivos, unidades de reanimação, ou outros departamentos de reanimação exames especiais/UCI.

A sua ergonomia torna-a adaptável à área de tratamento e otimiza o acesso ao paciente e à área de trabalho da equipa de profissionais de saúde. A coluna pode ser equipada com braço móvel de dupla articulação e caixa de distribuição para distribuir correntes fracas, correntes fortes e gases medicinais.

#### Equipamentos :

As calhas de suporte de acessórios, situadas na parte da frente e na parte de trás, permitem colocar inúmeros equipamentos biomédicos.

Como opção, a coluna íntegra:


- Uma rail de suporte de secreções, que se encontra na parte de baixo.
- Braço móvel com articulação dupla proporcionando uma capacidade de transporte de 40 Kg.
- Caixa de distribuição de 605 mm de altura, equipada com um ou dois tubos de inox Ø38 x 605 mm para suporte de acessórios biomédicos. Assegurará a distribuição de correntes fortes/fracas e gases medicinais.



## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	INSTALAÇÃO
113100	Multicare Evolution	UCI / Exames Esp.

### CONFIGURAÇÃO



Aconselha-se a leitura cuidadosa da rotulagem e instruções de utilização e outros elementos de segurança do equipamento antes da sua utilização.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France