

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipamentos

CALHAS TÉCNICAS TLV FLUIDYS UP

MODELO

Fluidys UP

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485
- DIRETIVA 93/42/EEC
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIb


DESCRIÇÃO

As calhas suspensas FLUIDYS são um dispositivo médico compacto que fornece toda a funcionalidade essencial para a sala de urgência, cuidados intensivos e salas de reanimação.




GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	INSTALAÇÃO
113100	Fluidys	UCI



- 1 Compartimento correntes fracas
- 2 Compartimento correntes fortes
- 3 Compartimento de gases medicinais

CONFIGURAÇÃO



Aconselha-se a leitura cuidadosa da rotulagem e instruções de utilização e outros elementos de segurança do equipamento antes da sua utilização.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France