

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

ACESSÓRIOS ASPIRAÇÃO FRASCOS SEGURANÇA MAK

MODELO

MAK

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- CERTIFICAÇÃO CE:** Classe I
- REF. FABRICANTE:** Várias

DESCRIÇÃO

Estes Dispositivos médicos são recipientes de recolha de pequenos volumes para líquidos orgânicos aspirados. Os dois modelos têm uma capacidade de 300ml e 500ml, com uma tampa especial para um filtro antibacteriano (capacidade de filtragem de 99,999%).

Dispõe de um recipiente de segurança para proteger o equipamento e instalação a montante da fonte de sucção. Fabricado com estrutura em policarbonato e acessórios em latão cromado, com porca de anel de aparafusar, manual ergonómico em policarbonato de alta resistência, tudo isto autoclavável (121°C 15 min).

Ligação de entrada: ISO G 1/2" F.

Ligação de saída: Conector de mangueira Diam. 8,0-9,2 mm

Válvula de transbordo: Válvula de flutuador

Todos os componentes são livres de C.V.P. e látex natural.



1

2



3

GAMA DE PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | UND. VENDA | LEGENDA |
|--------|--------------------------------------|------------|---------|
| 69505 | FILTRO EASYSAFE | 100 | 3 |
| 69244 | FRASCO RECOLHA MAK 300 C/FILTRO | 1 | 1 |
| 69462 | FRASCO RECOLHA MAK 500 C/FILTRO | 1 | 2 |
| 115502 | TAMPA DUPLA FRASCO SEGURA.MAK300 FM | 1 | - |
| 69488 | VALVULA SEG. COPO REGVACUO FM MAK300 | 1 | - |