

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

ACESSÓRIOS ASPIRAÇÃO FRASCOS DE RECOLHA MAK

MODELO

MAK

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- CERTIFICAÇÃO CE:** Classe I
- REF. FABRICANTE:** Várias

DESCRIÇÃO

Os recipientes da série MAK são dispositivos médicos concebidos e fabricados para aplicações de "Alto Fluxo e Alto Vácuo" e estão disponíveis com capacidades de 1000 ml com tampa de rosca, 2000 ml com tampa de rosca e pressão com tampa aparafusada, 2000 ml com tampa aparafusada e press-on e 4000 ml com tampa press-on.

O frasco e a tampa são feitos de policarbonato e apresentam dois conectores de mangueira rectos integrados na tampa (ligações VACUUM e PATIENT) + 2 conectores de mangueira integrados na tampa. Todos os recipientes têm uma válvula de transbordo (bóia) e são autoclaváveis (121° C 15 min). Uma escala externa graduada fornece informações sobre o nível de enchimento.

Pressão máxima: -950 mbar

Todos os componentes são livres de C.V.P. e látex natural.



1

2



3

GAMA DE PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UND. VENDA	LEGENDA
69527	ANEL SUPORTE PARA MAK 2000	1	-
70856	FRASCO RECOLHA MAK 1000 C/ 2 CONECT	1	1
69464	FRASCO RECOGIDA MAK 2000 C/ 2 CONECT	1	2
69466	FRASCO RECOLHA MAK 4000 C/ 2 CONECT	1	3
70435	CESTO PARA MAK 2000 DE CHÃO	1	-
69478	CESTO PARA MAK 4000	1	-