

PISTOLA DE AR

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS

- **FABRICANTE:** STAUBLI
- **REF. FABRICANTE:** N00xxxxxx

DESCRIÇÃO

Permite a aplicação de Ar Medicinal para a secagem dos instrumentos cirúrgicos durante os seus ciclos de limpeza e desinfeção.

Eficácia

- Pistola desengordurada, não alterando a qualidade medicinal do ar utilizado para as aplicações da esterilização.
- Sopragem direta e concentrada, oferecendo um óptimo desempenho.
- Grande sensibilidade do gatilho, permitindo uma sopragem realmente progressiva.

Conforto de utilização

- Excelente memória plástica e elasticidade permanente para um retorno à posição inicial após extensão, estando a área de trabalho sempre liberta.
- Grande exibibilidade de extensão, reduzindo a fadiga do utilizador.

Ergonomia

- Um design pensado para aliar a segurança e o conforto.
- Equipamento completo, com o tubo espiral e a conexão de tomada de encaixe rápido de Ar Medicinal do tipo STÄUBLI (8 bar).

Robusto e anti-choque

- Os materiais compósitos empregues oferecem uma elevada resistência aos choques.



1

CONFIGURAÇÃO



2

Características

- > Conexão: tomada de encaixe rápido STÄUBLI 8 bar
- > Pressão máxima de serviço: 10 bar

Dimensões:

- Comprimento estendido: 5 metros
- Comprimento retraído: 1,5 metros
- > Diâmetro do tubo interior/externo: 6,5 mm x 10 mm
- > Diâmetro exterior das espirais:: 52 mm

Materiais:

- Espiral de poliuretano
- Pistola de materiais compósitos de elevada resistência
- > Testado e fabricado especificamente para uma aplicação hospitalar: desengorduramento e limpeza com azoto e montagem em zona própria.

Higiene

- > Todos estes materiais podem ser limpos a baixa pressão (10 bar no máximo) ou em imersão num detergente, desinfetante, bactericida do tipo Surfianos®.
- > O material deve ser seco antes de ser armazenado, afim de evitar qualquer risco de corrosão.

GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | GÁS | TIPO TOMADA | FABRICANTE | LEGENDA |
|--------|---|------|-------------|--------------|---------|
| 30655 | PISTOLA SOPRO C.SERP. E EMB-STÄUBLI | AR | AFNOR | STÄUBLI | 1 |
| 168259 | PISTOLA AR STÄUBLI (SÓ A PISTOLA) | AR | AFNOR | STÄUBLI | 2 |
| 159497 | EMBUTIDOR AR 8 AFNOR PARA PISTOLA DE AR | AR 8 | AFNOR | LUSTIG & CIE | |